

M4201 ダブル ニーラップ DS

プロテクションレベル2+ ミドルサポート

ヒザ全体の圧迫と横ブレを 快適にサポート

サイズ測定位置・ヒザ周り

| | |
|---|-----------|
| S | 30 ~ 35cm |
| M | 35 ~ 40cm |
| L | 40 ~ 48cm |



ヒザを20度程度曲げた姿勢で、お皿の中心を通る周径を測定してください。



マクダビッドの
ヒザ用サポーター
一覧はこちらから
www.mcdaavid.co.jp



ご使用上の注意 安全にご使用いただく為に必ずお読みください。また、本書はいつでもお読みになれるよう大切に保管してください。


マクダビッドサポーターは、痛みを取ったり、治療効果をもたらすものではありません。また、傷害を完全に予防することはできません。傷害の予防には、筋力や柔軟性を十分に高めておくことが大切です。

次のような場合は使用しないでください。

- 傷・湿疹などお肌に異常がある方は使用しないでください。
- 皮膚炎・ゴムに対するアレルギーのある方は使用しないでください。
- 使用中、使用後に皮膚に異常があらわれたときは使用を中止し、医師へご相談ください。

※長時間連続でご使用されると皮膚に影響を及ぼす可能性がありますのでご注意下さい。


装着方法 以下の装着手順は右脚の場合です。左脚に装着する場合も同じように装着してください。



全ての面ファスナーを外し、ヒザ裏にサポーターを当てる。メインラップ(A)をお皿の下部分に引っ張りながら配置。メインラップ(B)を引っ張りながら(A)の上に重ねてとめる。



メインラップ(C・D)も同様に圧迫力とフィット感の好みに合わせ、引っ張る力を調節しながらとめる。※(C)を先に引っ張り、(C)の上に(D)を重ねてとめる。



メインラップの装着が完了。お皿全体を包み込むように装着されているか、両サイドのステーが横に位置されていることを確認する。



サイドラップ(E・F)を引っ張りながらメインラップの上に重ねてとめる。※(E)を先に引っ張り、(E)の上に(F)をとめる。



サイドラップ(G・H)を引っ張りながらメインラップの上に重ねてとめる。※(G)を先に引っ張り、(G)の上(H)をとめる。



〈装着完了〉サポーターがお皿の骨にかかっていないか確認する。

お手入れ方法

汚れた場合は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯で手洗いしてください。ドライクリーニングや乾燥機、脱水機、漂白剤などの使用は避けてください。

取扱い方法



素材

合成ゴム、ナイロン、ポリウレタン、スチール

ユナイテッドスポーツブランドズジャパン株式会社

〒141-0031 東京都品川区西五反田2-19-3 五反田第一生命ビル9F
Tel 03-5436-6606 Email comm@unitedspb.jp

URL www.mcdaavid.co.jp



MD19F

●やむをえない事情により、製品仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。