

M443 コンプレッション カーフラップ

プロテクションレベル2

ミドルサポート

サイズ: フリーサイズ (27~45cm)


※サイズ測定位置: ふくらはぎ周り(一番太い所)

マクダビッドの
ふくらはぎ用サポーター
一覧はこちらから
www.mcdavid.co.jp



全体圧迫 + 段階的圧迫でふくらはぎをサポート

従来のサポーターではふくらはぎ全体を圧迫するだけで、ふくらはぎの高さに合わせて圧迫力を調整する事ができませんでした。マクダビッドのM443コンプレッション カーフラップは、2Wayストラップの働きにより「全体圧迫」とふくらはぎの高さにあわせた「段階的圧迫」の2つの圧迫方法を融合させた新発想の画期的なサポーターです。



2Wayストラップ

- 3本の2Wayストラップでふくらはぎだけを段階的に圧迫サポートが可能
- 独自の2Wayストラップの圧迫加減により、軽圧迫から強圧迫まで幅広い圧迫サポートが可能
- サポーター本体は装着が簡単なラップタイプ(巻き付け式)
- フィット感、快適性に優れた1.5mm厚薄型通気性素材を採用
- ケガの再発予防だけでなく、ふくらはぎのコンディショニング用としてもおすすめ



右記のような場合は
使用しないでください

- 傷・湿疹などお肌に異常がある方は使用しないでください。
- 皮膚炎・ゴムに対するアレルギーのある方は使用しないでください。
- 使用中、使用後に皮膚に異常があらわれたときは使用を中止し、医師へご相談ください。

● やむをえない事情により、記載価格、製品仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

お手入れ方法

汚れた場合は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯で手洗いしてください。
ドライクリーニングや乾燥機、脱水機、漂白剤などの使用は避けてください。

取り扱い方法



素材


合成ゴム、ナイロン、ポリウレタン

ユニテッドスポーツプランズジャパン株式会社 URL www.mcdavid.co.jp MD19F

〒141-0031 東京都品川区西五反田2-19-3 五反田第一生命ビル9F Tel 03-5436-6606 Email comm@unitedspb.jp

M443 コンプレッション カーフラップ 装着手順

以下の装着手順は右脚の場合です。
左脚に装着する場合も同じように装着してください。



1 本体を両手で広げ、マクダビッドのロゴが上に来るようにすねに合わせる。

2 本体を下腿部に巻きつける。

3 一番下(足首側)の2Wayストラップの本体ストラップを時計回りの方向へ引っ張り張りながら止める。

4 真ん中、一番上(膝側)の2Wayストラップの本体ストラップを時計回りの方向へ引っ張り張りながら止める。

5 サポーターのゆるみやズレがないか確認し、フィット感を調整する。

6 次々2Wayストラップの伸縮ストラップを下側(足首側)から反時計回りの方向へ引っ張りながら止める。

7 同様に真ん中、一番上(膝側)の伸縮ストラップを反時計回りの方向へ引っ張りながら止める。

8 好みのフィット感と圧迫力が得られるよう、個々のストラップで調整する。


装着完了

【装着時のポイント】

スレやすい場合は、サポーター本体の上部が下腿部の一番太い部分より上にくるように装着し、上側のストラップを少し強めに締める方法をお試しください。

圧迫力の「簡単」調節方法

運動中に圧迫力を調整・変更する場合は、2Wayストラップの伸縮ストラップの引っ張り加減を調整・変更するだけで簡単に調節ができます。また、足首側から膝側へ向けて圧迫力を弱くしていくと段階サポートも実現できます。



※2Wayストラップを強く引っ張りすぎると、血行障害や神経障害を引き起こす原因になりますので、ご注意ください。
※長時間連続でのご使用は、圧迫により皮膚や血行に影響を及ぼす可能性がありますので、適宜装着し直してください。