

M497 スリム バックサポート

プロテクションレベル2 ミドルサポート

サイズ測定位置・ウエストサイズ

S 55~75cm
M 75~100cm



胸体の一番細い位置の周径を測定します。


MCDAVID®

機能など詳しい製品情報は
こちらからご確認ください。
www.mcdavid.co.jp



動きやすいスリム設計で小柄な方や女性に最適

ご使用上の注意

安全にご使用いただく為に必ずお読みください。また、本書はいつでもお読みになれるよう大切に保管してください。

マクダビッドサポーターは、痛みを取ったり、治療効果をもたらすものではありません。また、傷害を完全に予防することはできません。傷害の予防には、筋力や柔軟性を十分に高めておくことが大切です。

次のような場合は使用しないでください。


- 傷・湿疹などお肌に異常がある方は使用しないでください。●皮膚炎・ゴムに対するアレルギーのある方は使用しないでください。●使用中、使用後に皮膚に異常があらわれたときは使用を中止し、医師へご相談ください。

装着方法

腰サポーターは、Tシャツなどの上に装着することをおすすめします。




左右のテンションベルトを取り外す。



ロゴが上になるようにサポーターの両端を持ち、腰にあてがう。



おへその少し下に合わせ目がくる位置で、面ファスナーをとめる。



①で外した左右のテンションベルトを両手で持ち、圧迫力を調整しながらお腹の前で面ファスナーをとめる。



●やむをえない事情により、製品仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

お手入れ方法

汚れた場合は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯で手洗いしてください。ドライクリーニングや乾燥機、脱水機、漂白剤などの使用は避けてください。

取扱い方法




素材：ナイロン、ポリエステル、合成ゴム、ポリウレタン、スチール

BACK&WAIST

腰痛に対する主なケア



腰痛にはさまざまな原因がありますが、腹筋力の低下と背筋の柔軟性が低下し、背骨の湾曲が強まることもそのうちのひとつです。



固定、圧迫、保温

腹内圧を
上昇させる

後屈を
制限する

仙腸関節を
安定させる

① 腹内圧を上昇させる

腰椎は周辺の筋肉によって支持されています。外部からしっかりサポートし、腹内圧を上昇させることで腰椎を支持することが効果的です。

② 後屈を制限する

腰部に負担のかかる後屈の動きを抑え、姿勢を正すことで腰椎の負担を軽くします。

③ 仙腸関節を安定させる

腸骨を圧迫し、仙腸関節を安定させることで腰椎へのストレスを緩和します。


目的別に見る、マクダビッドの腰サポーター

機能など詳しい製品情報はこちらからご確認下さい。
www.mcdaavid.co.jp

プロテクションレベル3 ハードサポート

M493 ユニバーサル バックサポート


6本のカーボンコートステーが
腰をしっかり圧迫サポート



プロテクションレベル2 ミドルサポート

M497 スリム バックサポート

小柄な方や女性に最適な設計で、
腰をしっかり圧迫サポート



プロテクションレベル2 ミドルサポート

M495 ライト バックサポート

抜群の通気性と快適性を備え、
適度に圧迫サポート

