

CONDITIONING SLEEVE

コンディショニングスリーブ

関節・筋肉の動きとコンディションをサポート

より詳しい情報はこちら



McDAVID

ACTIVE

使用上の注意 安全、快適にご使用いただく為に必ずお読みください。

マクダビッドサポーターは、痛みを取ったり、治療効果をもたらすものではありません。

また、傷害を完全に予防することはできません。傷害の予防には、筋力や柔軟性を十分に高めておくことが大切です。

次のような場合は使用しないでください。

- 装着部に傷、腫れ、かぶれ、湿疹、骨折、しびれ、かゆみなどがある方。
- 繊維に対して皮膚が過敏な方、アレルギー体質の方。 ●就寝時は使用しないでください。
- 使用中、使用後に皮膚に異常があらわれたときは使用を中止し、医師へご相談ください。
- サイズの合わない製品を使用しないでください。 ●指定の部位以外には使用しないでください。


※長時間連続で使用する場合は、皮膚障害や血行障害などを起こすおそれがありますのでご注意ください。

また、すれやムレのストレスを軽減するため、2時間に1回程度サポーターを外したり着け直すことをお勧めします。

装着方法

着け方

- ① Mマークがついていない方から、手または足を通してください。
- ② サポーターを引き上げて、下図のように装着してください。
- ③ シワやたるみがないように調整してください。



※サポーターを引き上げる際は、少しずつ引き上げてください。

一か所に強い力をかけて引き上げると製品が傷む恐れがあります。

脱ぎ方

- ① サポーター上端をめくるように下ろします。
 - ② そのまま裏返すように手や足から引き抜きます。
- 脱ぎやすく、製品および皮膚への負担を抑えることができます。

お手入れ方法

汚れた場合は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯で手洗いを推奨します。

洗濯機を使用する場合は洗濯ネットに入れ、弱水流でソフトに洗います。

色落ちする事がありますので、同色系の衣料と洗濯してください。

洗濯後は日陰でつり干し、十分乾燥させてください。

ドライクリーニングや乾燥機、柔軟剤、漂白剤などの使用は避けてください。 ナイロン、ポリウレタン



素材